

portanza materasso
↓ ↓ ↓
MEDIO
70÷100 kg

SFODERABILE
con cerniera
su 4 lati

LAVABILE
in lavatrice

reti consigliate
FISSA
TERNA - STELLA
ERGO - STAR


Dispositivo medico
detrabile fiscalmente
Marcatura ai sensi della direttiva 93/42/CEE

materasso
3000
MOLLE
indipendenti

materasso
finito
H26
.cm
circa

materasso
a
7 ZONE
di portanza
differenziate


struttura
interna
H22
.cm
circa



A Lato da 3,5 cm in
memory form termosensibile,
automodellante per distribuire
in maniera omogenea il peso del corpo.



B Carenatura perimetrale
antiaffossamento, forata per
permettere un costante e
salutare ricircolo d'aria.



C Molleggio da 3000 molle
indipendenti insacchettate a 7
zone di portanza differenziata.



D Lastre bugnate ad alta
densità con oltre 1000 punti
di massaggio per un comfort
ottimale.



Manutenzione materasso:
Ruotare periodicamente testa/piedi,
sotto/sopra e arieggiare.



Fodera di serie
CACHEMIRE

BERLINO	190 / 195 / 200						su misura al cm²
	80	85-90	120	140	160	165-170-180	
Silver-Tencel – Cachemire – Bamboo – Anallergico – Organic Cotton							
Easy							

Attenzione: il dispositivo medico **NON** viene prodotto con la fodera Easy.

Manutenzione materasso:
Ruotare periodicamente testa/piedi,
sotto/sopra e arieggiare.



Fodera di serie
CACHEMIRE ELITE

BERLINO ELITE	190 / 195 / 200						su misura al cm²
	80	85-90	120	140	160	165-170-180	
Silver-Tencel – Cachemire – Bamboo – Anallergico – Organic Cotton							

Completamente
Sfoderabile
con cerniera
CENTRALE

Fodera di rivestimento
completamente divisibile per una
perfetta igiene.



Fascia laterale lavorata completa
di inserto 3D traspirante e maniglie
in stoffa per il posizionamento del
materasso sul piano letto.



Completamente
Sfoderabile
con cerniera
SOPRA E SOTTO

Cerniera perimetrale sottobordo
per la completa sfoderabilità.



Fascia laterale lavorata completa
di maniglie in stoffa per il
posizionamento del materasso
sul piano letto e aeratori per la
traspirabilità.

