

portanza materasso  
↓ ↓ ↓  
MEDIO  
MORBIDO  
60÷100 kg

SFODERABILE  
con cerniera  
su 4 lati

LAVABILE  
in lavatrice

reti consigliate  
FISSA  
TUTTE LE RETI


Dispositivo medico  
detrabile fiscalmente  
Marcatura ai sensi della direttiva 93/42/CEE

materasso  
1 600  
MOLLE  
indipendenti

materasso  
finito  
H26  
.cm  
circa

materasso  
a  
7 ZONE  
di portanza  
differenziate

struttura  
interna  
H21  
.cm  
circa



**A** Lato Memory Form  
alta densità da 3,5 cm

Strato di supporto in  
schiumato ad acqua  
da 1,2 cm

**D** Lato in schiumato ad  
acqua alta densità  
bugnato da 3 cm

**C** 1600 molle  
a 7 zone  
differenziate

**B** Boxatura  
perimetrale  
forata

**E** Boxatura  
perimetrale  
forata

**A** Lato da 3,5 cm in  
memory form termosensibile,  
automodellante per distribuire  
in maniera omogenea il peso del corpo.

**B** Carenatura perimetrale  
antiaffossamento, forata per  
permettere un costante e  
salutare ricircolo d'aria.

**C** Molleggio da 1600 molle  
indipendenti insacchettate a 7  
zone di portanza differenziata.

**D** Lastre bugnate ad alta  
densità con oltre 1000 punti  
di massaggio per un comfort  
ottimo.



**Manutenzione materasso:**  
Ruotare periodicamente testa/piedi,  
sotto/sopra e arieggiare.



Fodera di serie  
BAMBOO

STOCCARDA	190 / 195 / 200						su misura
	80	85-90	120	140	160	165-170-180	al cm²
Silver-Tencel - Cachemire - Bamboo - Anallergico - Organic Cotton							
Easy							

Attenzione: il dispositivo medico **NON** viene prodotto con la fodera Easy.

**Manutenzione materasso:**  
Ruotare periodicamente testa/piedi,  
sotto/sopra e arieggiare.



Fodera di serie  
BASE ELITE

Lato estivo:  
imbottitura con fresco Bamboo  
Lato invernale:  
imbottitura con calda lana Cachemire

STOCCARDA ELITE	190 / 195 / 200						su misura
	80	85-90	120	140	160	165-170-180	al cm²
Silver-Tencel - Cachemire - Bamboo - Anallergico - Organic Cotton							
Base							

Completamente  
Sfoderabile  
con cerniera  
CENTRALE

Fodera di rivestimento  
completamente divisibile per una  
perfetta igiene.



Fascia laterale lavorata completa  
di inserto 3D traspirante e maniglie  
in stoffa per il posizionamento del  
materasso sul piano letto.



Completamente  
Sfoderabile  
con cerniera  
SOPRA E SOTTO

Tessuto con trattamento agli ioni  
d'argento per una protezione  
antibatterica e contro i cattivi odori.  
Cerniera perimetrale sottobordo  
per la completa sfoderabilità.



Fascia laterale lavorata completa  
di inserto 3D traspirante e maniglie  
in stoffa per il posizionamento del  
materasso sul piano letto.

