















A Lato Memory Form alta densità da 3,5



materasso di portanza differenziate










Strato di supporto in schiumato ad acqua da

1,2 cm




B Boxatura

forata

perimetrale







G Molleggio da 800 molle indipendenti insacchettate a 7 zone di portanza differenziata.

D Lastre bugnate ad alta densità con oltre 1000 punti di massaggio per un comfort

forata l





Manutenzione materasso:

Ruotare periodicamente testa/piedi, sotto/sopra e arieggiare.



ANALLERGICA						
LUNAN	190 / 195 / 200					
ULMA	80	85-90	120	1/10	160	165-

Silver-Tencel - Cachemire -Bamboo - Anallergico -Organic Cotton

Attenzione: il dispositivo medico NON viene prodotto con la fodera Easy.




Ruotare periodicamente testa/piedi, sotto/sopra e arieggiare.



Fodera di serie BASE ELITE

imbottitura con fresco Bamboo Lato invernale: imbottitura con calda lana Cachemire



Completamente Sfoderabile Fodera di rivestimento con cerniera completamente divisibile per una perfetta igiene.



Fascia laterale lavorata completa di inserto 3D traspirante e maniglie in stoffa per il posizionamento del materasso sul piano letto.



al cm²

Completamente Sfoderabile

con cerniera

Tessuto con trattamento agli ioni d'argento per una protezione antibatterica e contro i cattivi



Fascia laterale lavorata completa di inserto 3D traspirante e maniglie per il posizionamento del materasso sul piano letto.



50 | ALBIFLEX®