

Dispositivo medico detraibile fiscalmente



Marcatura ai sensi della direttiva 93/42/CEE

materasso

7 ZONE
differenziate

materasso

finito
H24
.cm
circa

**struttura
interna**
H²⁰.cm
circa

Doppio strato in schiumato
ad acqua ad alta densità
elastico e indeformabile

A Lato in Memory
bugnato a zone
differenziate da 5
cm circa

B Sagomatura a zone differenziate

Strato di supporto in
schiumato ad acqua

C Canali di aerazione

D Foratura per accoglienza zona spalle

A Lato in memory form termosensibile bugnato a zone differenziate per seguire perfettamente le forme del corpo.

B Strato di supporto ad alta densità elastico, fresco e traspirante per un sostegno ottimale.

C Aerazione costante grazie ai fori laterali per evitare ristagni di umidità e quindi creare un microclima ideale.

D Lavorazione zona spalle per adattare la propria struttura alle linee del corpo.

Manutenzione materasso:

Ruotare periodicamente testa/piedi,
sotto/sopra e arieggiare.

**Completamente
Sfoderabile
con cerniera**



CENTRALE

Fodera di rivestimento
completamente divisibile per una
perfetta igiene.

Fascia laterale lavorata completa di inserto 3D traspirante e maniglie in stoffa per il posizionamento del materasso sul piano letto.

Fodera di serie
BAMBOO

LIONE	190 / 195 / 200						su misura al cm²
	80	85-90	120	140	160	165-170-180	
Silver-Tencel – Cachemire – Bamboo – Anallergico – Organic Cotton							
Easy – Feeling							

Attenzione: il dispositivo medico **NON** viene prodotto con la fodera Easy.

Manutenzione materasso:

Ruotare periodicamente testa/piedi,
sotto/sopra e arieggiare.

**Completamente
Sfoderabile
con cerniera**



SOPRA E SOTTO

Cerniera perimetrale sottobordo
per la completa sfoderabilità.

Fascia laterale lavorata completa di inserto 3D traspirante e maniglie in stoffa per il posizionamento del materasso sul piano letto.

Fodera di serie
BAMBOO ELITE

LIONE ELITE	190 / 195 / 200						su misura
	80	85-90	120	140	160	165-170-180	al cm²
Silver-Tencel – Cachemire – Bamboo – Anallergico – Organic Cotton							