

portanza materasso
↓ ↓ ↓
MEDIO
60÷90 kg

SFODERABILE
con cerniera
su 4 lati

LAVABILE
in lavatrice

reti consigliate
FISSA - A.T.P.
MOTORIZZATE
TUTTE LE RETI

Dispositivo medico
detraibile fiscalmente




Marcatura ai sensi della direttiva 93/42/CEE

materasso
7 ZONE
differenziate

materasso
finito
H24.cm
circa

struttura
interna
H20.cm
circa



A Lato in Memory form composto da acqua e materie prime derivate da fonti rinnovabili quali la soia e un mix di oli essenziali studiati per coadiuvare il sonno

B Resina elastica ad alta densità di supporto per un sostegno ottimale.

C Lavorato a 7 zone di portanza differenziate, per adattarsi perfettamente alle forme del corpo.



Manutenzione materasso:
Ruotare periodicamente testa/piedi,
sotto/sopra e arieggiare.



Fodera di serie ANALLERGICO

TOLOSA	190 / 195 / 200						su misura al cm²
	80	85-90	120	140	160	165-170-180	
Silver-Tencel - Cachemire - Bamboo - Anallergico - Organic Cotton							
Easy - Feeling							

Attenzione: il dispositivo medico **NON** viene prodotto con la fodera Easy.

Manutenzione materasso:
Ruotare periodicamente testa/piedi,
sotto/sopra e arieggiare.



Fodera di serie ANALLERGICO ELITE

TOLOSA ELITE	190 / 195 / 200						su misura al cm²
	80	85-90	120	140	160	165-170-180	
Silver-Tencel - Cachemire - Bamboo - Anallergico - Organic Cotton							

Completamente
Sfoderabile
con cerniera
CENTRALE

Fodera di rivestimento completamente divisibile per una perfetta igiene.



Fascia laterale lavorata completa di inserto 3D traspirante e maniglie in stoffa per il posizionamento del materasso sul piano letto.



Completamente
Sfoderabile
con cerniera
SOPRA E SOTTO

Cerniera perimetrale sottobordo per la completa sfoderabilità.



Fascia laterale lavorata completa di inserto 3D traspirante e maniglie in stoffa per il posizionamento del materasso sul piano letto.

