


Dispositivo medico detraibile fiscalmente

materasso
600 MOLLE
Bonnel

materasso finito
H26.cm
circa

struttura interna
H21.cm
circa




A Lato da 3,5 cm in memory form termosensibile, automodellante per distribuire in maniera omogenea il peso del corpo.

B Carenatura perimetrale antiavassamento, forata per permettere un costante e salutare ricircolo d'aria.

C Molleggio Bonnel H.D. (High Density) da 600 molle (versione matrimoniale) con caratteristiche di robustezza e comfort per un costante sostegno e una portanza ottimale

D Lastre bugnate ad alta densità con oltre 1000 punti di massaggio per un comfort ottimo.



Manutenzione materasso:
Ruotare periodicamente testa/piedi, sotto/sopra e arieggiare.



Fodera di serie ANALLERGICA

BELLUNO	190 / 195 / 200						su misura al cm ²
	80	85-90	120	140	160	165-170-180	
Silver-Tencel - Cachemire - Bamboo - Anallergico - Organic Cotton							
Easy							

Attenzione: il dispositivo medico **NON** viene prodotto con la fodera Easy.

Manutenzione materasso:
Ruotare periodicamente testa/piedi, sotto/sopra e arieggiare.



Fodera di serie BASE

BELLUNO ELITE	190 / 195 / 200						su misura al cm ²
	80	85-90	120	140	160	165-170-180	
Silver-Tencel - Cachemire - Bamboo - Anallergico - Organic Cotton							
Base							

Lato estivo: imbottitura con fresco Bamboo
Lato invernale: imbottitura con calda lana Cachemire

Completamente Sfoderabile con cerniera CENTRALE

Cerniera sottofuttocia invisibile per la completa sfoderabilità.



Fascia laterale lavorata completa di inserto 3D traspirante e maniglie in stoffa per il posizionamento del materasso sul piano letto.



Completamente Sfoderabile con cerniera SOPRA E SOTTO

Tessuto con trattamento antipilling. Cerniera perimetrale sottobordo per la completa sfoderabilità.



Fascia laterale lavorata completa di inserto 3D traspirante e maniglie in stoffa per il posizionamento del materasso sul piano letto.

